

Artículo	Código de pedido	Descripción
 Kit básico CoPilot VL <sup>®</sup> +	#1003	El kit básico incluye pantalla, mango, fuente de alimentación, estilete rígido e instrucciones de uso.
 Vaina desechable #3 CoPilot VL <sup>®</sup> +	#3730	(Caja de 10)
 Vaina desechable #4 CoPilot VL <sup>®</sup> +	#3740	(Caja de 10)
 Guía de introducción desechable universal	#1511	(Caja de 10)
 Estilete rígido universal	#1311	(Caja de 10)
 <b>1</b> AÑO EXTENSIÓN DE GARANTÍA	Extensión opcional de garantía	#4000 (Un año)
 <b>2</b> AÑOS EXTENSIÓN DE GARANTÍA	Extensión opcional de garantía	#4001 (Dos años)

# Dilon CoPilot VL<sup>®</sup>+



La primera vez.  
Todas las veces.

Portátil.  
Económico.  
Fácil de usar.



Comuníquese con Dilon para obtener la lista completa de accesorios

12050 Jefferson Ave,  
Newport News, VA  
Fax 757-269-4912  
877-GO DILON  
copilotvl.com  
copilot@dilon.com

# ¿Por qué usar CoPilot VL®+?



## Portátil.

Se coloca en cualquier soporte de suero y es lo bastante pequeño como para acompañarlo fácilmente donde lo necesite: sala de emergencias, unidad de cuidados intensivos o laboratorio de cateterismo.

Gracias al pie que incluye la pantalla desmontable, esta también se puede apoyar en una mesa o en el pecho del paciente.

## Económico.

Su costo es 1/5 del de otros sistemas. Las vainas desechables son económicas y brindan la mejor relación calidad-precio para su uso diario. Las baterías recargables evitan los costos de reemplazarlas continuamente.

## Fácil de usar.

El encendido al instante, los ledes brillantes, la pantalla de alta resolución y una vista ampliada de la glotis facilitan la intubación. Hay dos formas de intubar: puerto de guía de introducción o estilete.

## Puerto de guía de introducción patentado.

El canal integrado con forma semicircular dirige la guía de introducción a través de las cuerdas vocales.



## ¿Por qué usar CoPilot VL®+ todas las veces?

### Ayudamos a los pacientes a salir adelante

El videolaringoscopio puede aumentar al máximo su probabilidad de obtener un resultado óptimo de primer paso. Ayuda a eliminar el intento posterior de intubación que aumenta el riesgo de trauma para el paciente.

Ofrece una mejor vista, requiere menos fuerza y es lo bastante económico como para utilizarlo en todas las intubaciones.

### Hágalo bien desde la primera vez. Todas las veces.



## Puerto de guía de introducción

### Salga adelante. La primera vez. Todas las veces.

¿Alguna vez obtuvo una vista excelente de las cuerdas vocales, pero simplemente no pudo lograr que el tubo girara en una esquina? CoPilot VL®+ resuelve ese problema con la opción del puerto de guía de introducción patentado de Dillon.

La curva anatómica permite obtener la mejor vista de la glotis usando una fuerza mínima.

El recubrimiento antivaho mantiene una buena visibilidad durante la intubación.



## Abrazadera para el soporte de suero CoPilot VL®+

Ofrece opciones versátiles de configuración. Se coloca de forma conveniente en un soporte de suero o soporte rodante. Puede quitarse con facilidad y llevarse donde sea que la necesite.